



Curette Biopsia-punch

Dispositivo medico

Classe II A

11 varianti

Codice GEF (SKU) 22581

EAN / GTIN 8023279225815

Confezione 1

Curette sterili, pronte all'uso che, essendo monouso, eliminano le operazioni di riaffilatura e di sterilizzazione proprie di quelle riutilizzabili.

• Curette biopsia: Ø 1,5 mm • Lama: 8 mm Lama in acciaio inossidabile. Manico pratico ed ergonomico per facilitare la presa. Misura marchiata su ogni curette per agevolare l'identificazione.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIAMETRO	EAN	CONFEZIONE
22581	1,5 mm	8023279225815	1
22580	1 mm	8023279225808	1
22583	2,5 mm	8023279225839	1
22582	2 mm	8023279225822	1
22585	3,5 mm	8023279225853	1
22584	3 mm	8023279225846	1
22586	4 mm	8023279225860	1
22587	5 mm	8023279225877	1
22588	6 mm	8023279225884	1
22589	7 mm	8023279225891	1
22590	8 mm	8023279225907	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
A010299EAN / GTIN
8023279225815CODICE GEF
22581

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697