



Curette Biopsia-punch Diametro 2,5 Mm

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 22583

EAN / GTIN 8023279225839

Confezione 1

Curette sterili, pronte all'uso che, essendo monouso, eliminano le operazioni di riaffilatura e di sterilizzazione proprie di quelle riutilizzabili.

• Curette biopsia: Ø 2,5 mm • Lama: 8 mm Lama in acciaio inossidabile. Manico pratico ed ergonomico per facilitare la presa. Misura marchiata su ogni curette per agevolare l'identificazione.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
A010299EAN / GTIN
8023279225839CODICE GEF
22583

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697