



Curette Dermatologiche Kai

Dispositivo medico

Classe II A

5 varianti

Codice GEF (SKU) **22602**

EAN / GTIN **14560146928468**

Confezione **1**

Curette dermatologiche monouso Ø 2 mm Curette per dermatologia dotate di lama in acciaio inossidabile molto affilata per tessuti molli o deboli e manico ergonomico in plastica. Misura marchiata su ogni curette per un'agevole identificazione. Non necessitano di affilatura e di sterilizzazione. Ampia scelta di dimensioni. Utilizzate nelle seguenti procedure chirurgiche: carcinoma di una cellula basale, verruche, ed asportazioni di ogni altra neoplasia benigna della pelle in dermatologia, chirurgia, podiatria, veterinaria. LATEX FREE Made in Japan.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIAMETRO	EAN	CONFEZIONE
22602	2 mm	14560146928468	1
22603	3 mm	14560146928475	1
22604	4 mm	14560146928482	1
22605	5 mm	14560146928499	1
22606	7 mm	14560146928505	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II A

CND
A010299

EAN / GTIN
14560146928468

CODICE GEF
22602



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697