



Curette Dermatologiche Kai Diametro 4 Mm

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) **22604**

EAN / GTIN **14560146928482**

Confezione **1**

Curette dermatologiche monouso Ø 4 mm Curette per dermatologia dotate di lama in acciaio inossidabile molto affilata per tessuti molli o deboli e manico ergonomico in plastica. Misura marchiata su ogni curette per un'agevole identificazione. Non necessitano di affilatura e di sterilizzazione. Ampia scelta di dimensioni. Utilizzate nelle seguenti procedure chirurgiche: carcinoma di una cellula basale, verruche, ed asportazioni di ogni altra neoplasia benigna della pelle in dermatologia, chirurgia, podiatria, veterinaria. LATEX FREE Made in Japan.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II A

CND
A010299

EAN / GTIN
14560146928482

CODICE GEF
22604



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697