



Curette Biopsia-punch Kai Diametro 3,5 Mm

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 22615

EAN / GTIN 14560146928567

Confezione 1

Biopsia-Punch Ø 3,5 mm Lunghezza lama: 7 mm Dotate di lama in acciaio inossidabile molto affilata e manico in plastica. Su ogni curette è marcata la misura per una più facile identificazione. Ideale per dermatologi, ginecologi, e podologi. Confezionate singolarmente in bustina sterile.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
A010299EAN / GTIN
14560146928567CODICE GEF
22615

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697