



Curette Biopsia KAI con Otturatore

Dispositivo medico

Classe II A

5 varianti

Codice GEF (SKU) 22631

EAN / GTIN 14560146928628

Confezione 1

Biopsia-Punch con otturatore Ø 1,5 mm Lunghezza lama: 7 mm Dotate di lama in acciaio inossidabile molto affilata e manico in plastica. Su ogni curette è marcata la misura per una più facile identificazione. Ideale per dermatologi, ginecologi e podologi. Confezionate singolarmente in bustina sterile.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIAMETRO	EAN	CONFEZIONE
22631	1,5 mm	14560146928628	1
22630	1 mm	14560146928611	1
22632	2 mm	14560146928635	1
22634	3 mm	14560146928642	1
22636	4 mm	14560146928659	1

DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

A010299

EAN / GTIN

14560146928628

CODICE GEF

22631



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697