



CURETTE BIOPSIA KAI diametro 4 mm con otturatore

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) **22636**EAN / GTIN **14560146928659**Confezione **1**

Biopsia-Punch con otturatore Ø 4 mm Lunghezza lama: 7 mm Dotate di lama in acciaio inossidabile molto affilata e manico in plastica. Su ogni curette è marcata la misura per una più facile identificazione.

Ideale per dermatologi, ginecologi e podologi. Confezionate singolarmente in bustina sterile.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

A010299

EAN / GTIN

14560146928659

CODICE GEF

22636

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697