



Curette Dermatologiche Stiefel Diametro 4 Mm

Codice GEF (SKU) 22642

Curette dermatologiche Stiefel Pronte all'uso, sterili, confezionate singolarmente. Dotate di lama in acciaio inossidabile molto affilata per tessuti soffici, con manico ergonomico in plastica per una presa migliore. La misura è marchiata su ogni curette per agevolarne l'identificazione. • Codice Stiefel: STIEF-CUR4 • Curette dermatologiche: Ø 4 mm • STERILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Curette dermatologiche Stiefel Pronte all'uso, sterili, confezionate singolarmente. Dotate di lama in acciaio inossidabile molto affilata per tessuti soffici, con manico ergonomico in plastica per una presa migliore. La misura è marchiata su ogni curette per agevolarne l'identificazione.
- Codice Stiefel: STIEF-CUR4
- Curette dermatologiche: Ø 4 mm
- STERILE

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
22642



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697