



Curette Biopsia-punch Stiefel Diametro 2 Mm

Codice GEF (SKU) 22650

Curette per biopsia Stiefel Strumento monouso sterile per un'accurata biopsia della pelle. Lama in acciaio inossidabile e manico studiato per una presa migliore. La misura è marchiata su ogni curette per agevolarne l'identificazione. • Codice Stiefel: STIEF-BP2 • Curette biopsia: Ø 2 mm • STERILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Curette per biopsia Stiefel Strumento monouso sterile per un'accurata biopsia della pelle. Lama in acciaio inossidabile e manico studiato per una presa migliore. La misura è marchiata su ogni curette per agevolarne l'identificazione.
- Codice Stiefel: STIEF-BP2
- Curette biopsia: Ø 2 mm
- STERILE

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
22650



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697