



Curette Biopsia-punch Stiefel Diametro 3 Mm

Codice GEF (SKU) 22651

Curette per biopsia Stiefel Strumento monouso sterile per un'accurata biopsia della pelle. Lama in acciaio inossidabile e manico studiato per una presa migliore. La misura è marchiata su ogni curette per agevolarne l'identificazione. • Codice Stiefel: STIEF-BP3 • Curette biopsia: Ø 3 mm • STERILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Curette per biopsia Stiefel Strumento monouso sterile per un'accurata biopsia della pelle. Lama in acciaio inossidabile e manico studiato per una presa migliore. La misura è marchiata su ogni curette per agevolarne l'identificazione.
- Codice Stiefel: STIEF-BP3
- Curette biopsia: Ø 3 mm
- STERILE

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
22651



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697