



Sutura Non Assorbibile TRUBOND

Dispositivo medico

Classe III

9 varianti

Codice GEF (SKU) **22775**

EAN / GTIN **8023279227758**

Confezione **1**

TRUBOND - sutura non assorbibile, poliestere intrecciato rivestito di silicone per sostegno permanente e resistenza Equivalente a Ethicon: ETHIBOND/MERSILENE • Calibro: 0 • Metrico: 3,5 • Colore: Verde • Forma: 1/2

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CALIBRO · CURVA · AGO	EAN	CONFEZIONE
22775	0 · curva 1/2 · ago 50 mm	8023279227758	1
22776	1 · curva 1/2 · ago 50 mm	8023279227765	1
22770	2/0 · curva 1/2 · ago 17 mm	8023279227703	1
22777	2 · curva 1/2 · ago 45 mm	8023279227772	1
22771	3/0 · curva 1/2 · ago 25 mm	8023279227710	1
22772	3/0 · curva 3/8 · ago 16 mm	8023279227727	1
22773	4/0 · curva 3/8 · ago 16 mm	8023279227734	1
22774	5/0 · curva 3/8 · ago 20 mm	8023279227741	1
22778	5 · curva 1/2 · ago 55 mm	8023279227789	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
III

CND
H010201010202

EAN / GTIN
8023279227758

CODICE GEF
22775



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697