



SUTURA NON ASS. TRULON calibro 2/0, curva 3/8, ago 26 mm

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) **22800**

EAN / GTIN **8023279228007**

Confezione **1**

TRULON - sutura monofilamento non assorbibile in nylon poliammide
Equivalente a Ethicon: ETHILON / NUROLON • Calibro: 2/0 • Metrico:
3.0 • Colore: Blu • Forma: 3/8

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
III

CND
H010201010102

EAN / GTIN
8023279228007

CODICE GEF
22800



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697