



SUTURA NON ASS. TRULON calibro 2/0, curva 3/8, ago 45 mm

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) **22801**

EAN / GTIN **8023279228014**

Confezione **1**

TRULON - sutura monofilamento non assorbibile in nylon poliammide
Equivalente a Ethicon: ETHILON / NUROLON • Calibro: 2/0 • Metrico:
3.0 • Colore: Nero • Forma: 3/8

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
III

CND
H010201010102

EAN / GTIN
8023279228014

CODICE GEF
22801



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697