

GEF Medica

# SUTURA NON ASS. TRULON calibro 3/0, curva 3/8, ago 24 mm

Dispositivo medico

Classe III

2 varianti

Codice GEF (SKU) 22804

EAN / GTIN 8023279228045

Confezione 1

TRULON - sutura monofilamento non assorbibile in nylon poliammide  
Equivalente a Ethicon: ETHILON / NUROLON • Calibro: 3/0 • Metrico:  
2.0 • Colore: Blu • Forma: 3/8

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | COLORE | EAN           | CONFEZIONE |
|------------------|--------|---------------|------------|
| 22804            | blu    | 8023279228045 | 1          |
| 22808            | nero   | 8023279228083 | 1          |

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

III

CND

H010201010102

EAN / GTIN

8023279228045

CODICE GEF

22804



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697