



# SUTURA NON ASS. TRULON calibro 3/0, curva 3/8, ago 19 mm

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) **22807**

EAN / GTIN **8023279228076**

Confezione **1**

TRULON - sutura monofilamento non assorbibile in nylon poliammide  
Equivalente a Ethicon: ETHILON / NUROLON • Calibro: 3/0 • Metrico:  
2.0 • Colore: Nero • Forma: 3/8

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**III**

CND  
**H010201010102**

EAN / GTIN  
**8023279228076**

CODICE GEF  
**22807**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697