

GEF Medica

SUTURA NON ASS. TRULON calibro 4/0, curva 3/8, ago 19 mm

Dispositivo medico

Classe III

2 varianti

Codice GEF (SKU) 22810

EAN / GTIN 8023279228106

Confezione 1

TRULON - sutura monofilamento non assorbibile in nylon poliammide
Equivalente a Ethicon: ETHILON / NUROLON • Calibro: 4/0 • Metrico:
1.5 • Colore: Blu • Forma: 3/8

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
22810	blu	8023279228106	1
22812	nero	8023279228120	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

III

CND

H010201010102

EAN / GTIN

8023279228106

CODICE GEF

22810



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697