



SUTURA NON ASS. TRULON calibro 4/0, curva 3/8, ago 10 mm

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) **22811**

EAN / GTIN **8023279228113**

Confezione **1**

TRULON - sutura monofilamento non assorbibile in nylon poliammide
Equivalente a Ethicon: ETHILON / NUROLON • Calibro: 4/0 • Metrico:
1.5 • Colore: Nero • Forma: 3/8

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
III

CND
H010201010102

EAN / GTIN
8023279228113

CODICE GEF
22811



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697