



# SUTURA NON ASS. TRULON calibro 5/0, curva 3/8, ago 19 mm

Dispositivo medico

Classe III

3 varianti

Codice GEF (SKU) 22815

EAN / GTIN 8023279228151

Confezione 1

TRULON - sutura monofilamento non assorbibile in nylon poliammide  
Equivalente a Ethicon: ETHILON / NUROLON • Calibro: 5/0 • Metrico:  
1.0 • Colore: Blu • Forma: 3/8

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
22815	70 cm - blu	8023279228151	1
22816	45 cm - nero	8023279228168	1
22817	75 cm - nero	8023279228175	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

III

CND

H010201010102

EAN / GTIN

8023279228151

CODICE GEF

22815



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697