

GEF Medica

SUTURA NON ASS. TRULON calibro 6/0, curva 3/8, ago 16 mm

Dispositivo medico

Classe III

2 varianti

Codice GEF (SKU) 22821

EAN / GTIN 8023279228212

Confezione 1

TRULON - sutura monofilamento non assorbibile in nylon poliammide
Equivalente a Ethicon: ETHILON / NUROLON • Calibro: 6/0 • Metrico:
0.7 • Colore: Blu • Forma: 3/8

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
22821	blu	8023279228212	1
22822	nero	8023279228229	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

III

CND

H010201010102

EAN / GTIN

8023279228212

CODICE GEF

22821



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697