



SUTURA NON ASS. TRUSILK calibro 3/0, curva 1/2, ago 22 mm rotondo

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) **22837**

EAN / GTIN **8023279228373**

Confezione **1**

TRUSILK - sutura multifilamento non assorbibile di seta nera intrecciata
Equivalente a Ethicon: MERSILK / PERMA-HAND SILK • Calibro: 3/0 •
Metrico: 2.0 • Colore: Nero • Forma: 1/2

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

III

CND

H010202020302

EAN / GTIN

8023279228373

CODICE GEF

22837



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697