



SUTURA NON ASS. TRUSILK calibro 4/0, retto, ago 19 mm

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) 22847

EAN / GTIN 8023279228472

Confezione 1

TRUSILK - sutura multifilamento non assorbibile di seta nera intrecciata
Equivalente a Ethicon: MERSILK / PERMA-HAND SILK • Calibro: 4/0 •
Metrico: 1.5 • Colore: Nero • Forma: Straight

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIICND
H010202020302EAN / GTIN
8023279228472CODICE GEF
22847

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697