



# Sutura Non Assorbibile TRULENE

Dispositivo medico

Classe III

8 varianti

Codice GEF (SKU) 22871

EAN / GTIN 8023279228717

Confezione 1

TRULENE - sutura monofilamento non assorbibile in polipropilene  
Equivalente a Ethicon: PROLENE · Calibro: 0 · Metrico: 3.5 · Colore:  
Blu · Forma: 1/2

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CALIBRO · CURVA · AGO	EAN	CONFEZIONE
22871	0 · curva 1/2 · ago 30 mm	8023279228717	1
22870	1 · curva 1/2 · ago 30 mm	8023279228700	1
22872	2/0 · curva 3/8 · ago 24 mm	8023279228724	1
22874	3/0 · curva 3/8 · ago 24 mm	8023279228748	1
22881	5/0 · curva 3/8 · ago 16 mm	8023279228816	1
22882	5/0 · curva 3/8 · ago 19 mm	8023279228823	1
22884	6/0 · curva 3/8 · ago 13 mm	8023279228847	1
22885	6/0 · curva 3/8 · ago 16 mm	8023279228854	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

III

CND

H010201010403

EAN / GTIN

8023279228717

CODICE GEF

22871



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697