



SUTURA NON ASS. TRULENE calibro 3/0, retto, ago 60 mm

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) 22875

EAN / GTIN 8023279228755

Confezione 1

TRULENE - sutura monofilamento non assorbibile in polipropilene
Equivalente a Ethicon: PROLENE • Calibro: 3/0 • Metrico: 2.0 • Colore:
Blu • Forma: Straight

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIICND
H010201010403EAN / GTIN
8023279228755CODICE GEF
22875

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697