

GEF Medica

SUTURA NON ASS. TRULENE calibro 4/0, curva 3/8, ago 19 mm

Dispositivo medico

Classe III

2 varianti

Codice GEF (SKU) 22877

EAN / GTIN 8023279228779

Confezione 1

TRULENE - sutura monofilamento non assorbibile in polipropilene
Equivalente a Ethicon: PROLENE • Calibro: 4/0 • Metrico: 1.5 • Colore:
Blu • Forma: 3/8

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
22877	45 cm - blu	8023279228779	1
22879	75 cm - blu	8023279228793	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

III

CND

H010201010403

EAN / GTIN

8023279228779

CODICE GEF

22877



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697