



SUTURA ASS. TRUBARB calibro 2/0, curva 1/2, ago 26mm

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) **22894**

EAN / GTIN **8023279228946**

Confezione **1**

TRUBARB - sutura chirurgica ad ago senza nodi assorbibile (sintetica) per chiusura tessuti Equivalente a Ethicon: STRATAFIX • Calibro: 2/0 • Metrico: 3 • Colore: Viola • Forma: 1/2

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
III

CND
H0101010101

EAN / GTIN
8023279228946

CODICE GEF
22894



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697