



SUTURA ASS. TRUBARB calibro 3/0, curva 3/8, ago 19mm

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) **22896**

EAN / GTIN **8023279228960**

Confezione **1**

TRUBARB - sutura chirurgica ad ago senza nodi assorbibile (sintetica) per chiusura tessuti Equivalente a Ethicon: STRATAFIX • Calibro: 3/0 • Metrico: 2 • Colore: Viola • Forma: 3/8

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
III

CND
H0101010101

EAN / GTIN
8023279228960

CODICE GEF
22896



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697