



Sutura Assorbibile Monoglyde Incolore

Dispositivo medico

Classe III

4 varianti

Codice GEF (SKU) 22901

EAN / GTIN 8023279229011

Confezione 1

MONOGLYDE - sutura monofilamento assorbibile in poliglicaprone 25
Equivalente a Ethicon: MONOCRYL • Calibro: 0 • Metrico: 3.5 • Colore:
Incolore • Forma: 1/2

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CALIBRO	EAN	CONFEZIONE
22901	0 — curva 1/2, ago 30 mm	8023279229011	1
22902	2/0 — curva 1/2, ago 30 mm	8023279229028	1
22903	3/0 — curva 3/8, ago 25 mm	8023279229035	1
22904	5/0 — curva 3/8, ago 19 mm	8023279229042	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

III

CND

H010101010302

EAN / GTIN

8023279229011

CODICE GEF

22901



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697