



# Sutura Assorbibile TRUSYNTH FAST Incolore

Dispositivo medico

Classe III

7 varianti

Codice GEF (SKU) **22910**EAN / GTIN **8023279229103**Confezione **1**

TRUSYNTH FAST - poliglactina 910 intrecciata e rivestita ad assorbimento rapido Equivalente a Ethicon: VICRYL RAPID • Calibro: 2/0 • Metrico: 3.0 • Colore: Incolore • Forma: 3/8

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CALIBRO · CURVA · AGO	EAN	CONFEZIONE
22910	2/0 · curva 3/8 · ago 24 mm	8023279229103	1
22914	3/0 · curva 1/2 · ago 22 mm	8023279229141	1
22915	3/0 · curva 3/8 · ago 14 mm	8023279229158	1
22912	3/0 · curva 3/8 · ago 19 mm	8023279229127	1
22916	3/0 · curva 3/8 · ago 24 mm	8023279229165	1
22919	5/0 · curva 3/8 · ago 16 mm	8023279229196	1
22920	6/0 · curva 3/8 · ago 11 mm	8023279229202	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**III**CND  
**H010101010202**EAN / GTIN  
**8023279229103**CODICE GEF  
**22910**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697