

GEF Medica

SUTURA ASS. TRUSYNTH FAST calibro 3/0, curva 1/2, ago 17 mm incolore

Dispositivo medico

Classe III

2 varianti

Codice GEF (SKU) 22911

EAN / GTIN 8023279229110

Confezione 1

TRUSYNTH FAST - poliglactina 910 intrecciata e rivestita ad assorbimento rapido Equivalente a Ethicon: VICRYL RAPID • Calibro: 3/0 • Metrico: 2.0 • Colore: Incolore • Forma: 1/2

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
22911	45 cm - incolore	8023279229110	1
22913	70 cm - incolore	8023279229134	1

DATI REGOLATORI • DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIICND
H010101010202EAN / GTIN
8023279229110CODICE GEF
22911ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573
1944697