



# SUTURA ASS. TRUSYNTH FAST calibro 3/0, curva 3/8, ago 14 mm incolore

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) 22915

EAN / GTIN 8023279229158

Confezione 1

TRUSYNTH FAST - poliglactina 910 intrecciata e rivestita ad assorbimento rapido Equivalente a Ethicon: VICRYL RAPID • Calibro: 3/0 • Metrico: 2.0 • Colore: Incolore • Forma: 3/8

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

III

CND

H010101010202

EAN / GTIN

8023279229158

CODICE GEF

22915



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697