



# SUTURA ASS. TRUSYNTH FAST calibro 3/0, curva 3/8, ago 24 mm incolore

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) **22916**

EAN / GTIN **8023279229165**

Confezione **1**

TRUSYNTH FAST - poliglactina 910 intrecciata e rivestita ad assorbimento rapido Equivalente a Ethicon: VICRYL RAPID • Calibro: 3/0 • Metrico: 2.0 • Colore: Incolore • Forma: 3/8

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**III**

CND

**H010101010202**

EAN / GTIN

**8023279229165**

CODICE GEF

**22916**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697