

GEF Medica

SUTURA ASS. TRUSYNTH FAST calibro 4/0, curva 3/8, ago 19 mm incolore

Dispositivo medico

Classe III

2 varianti

Codice GEF (SKU) 22917

EAN / GTIN 8023279229172

Confezione 1

TRUSYNTH FAST - poliglactina 910 intrecciata e rivestita ad assorbimento rapido Equivalente a Ethicon: VICRYL RAPID • Calibro: 4/0 • Metrico: 1.5 • Colore: Incolore • Forma: 3/8

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
22917	45 cm - incolore	8023279229172	1
22918	70 cm - incolore	8023279229189	1

DATI REGOLATORI • DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIICND
H010101010202EAN / GTIN
8023279229172CODICE GEF
22917ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573
1944697