



SUTURA ASS. TRUSYNTH FAST calibro 5/0, curva 3/8, ago 16 mm incolore

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) **22919**

EAN / GTIN **8023279229196**

Confezione **1**

TRUSYNTH FAST - poliglactina 910 intrecciata e rivestita ad assorbimento rapido Equivalente a Ethicon: VICRYL RAPID • Calibro: 5/0 • Metrico: 1.0 • Colore: Incolore • Forma: 3/8

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

III

CND

H010101010202

EAN / GTIN

8023279229196

CODICE GEF

22919



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697