



# SUTURA ASS. TRUSYNTH FAST calibro 6/0, curva 3/8, ago 11 mm incolore

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) **22920**EAN / GTIN **8023279229202**Confezione **1**

TRUSYNTH FAST - poliglactina 910 intrecciata e rivestita ad assorbimento rapido Equivalente a Ethicon: VICRYL RAPID • Calibro: 6/0 • Metrico: 0.7 • Colore: Incolore • Forma: 3/8

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**III**

CND

**H010101010202**

EAN / GTIN

**8023279229202**

CODICE GEF

**22920**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697