



SUTURA ASS. PDSYNTH calibro 1, curva 1/2, ago 40 mm

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) **22940**

EAN / GTIN **8023279229400**

Confezione **1**

PDSYNTH - sutura monofilamento assorbibile in polidioxanone
Equivalente a Ethicon: PDS o PDS II • Calibro: 1 • Metrico: 4,0 • Colore:
Viola • Forma: 1/2

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
III

CND
H010101010103

EAN / GTIN
8023279229400

CODICE GEF
22940



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697