



## Sutura Ass. PDSynth

Dispositivo medico

Classe III

3 varianti

Codice GEF (SKU) 22941

EAN / GTIN 8023279229417

Confezione 1

PDSYNTH - sutura monofilamento assorbibile in polidioxanone  
Equivalente a Ethicon: PDS o PDS II • Calibro: 0 • Metrico: 3,5 • Colore:  
Viola • Forma: 1/2

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CALIBRO / AGO	EAN	CONFEZIONE
22941	Calibro 0 – Ago 30 mm	8023279229417	1
22942	Calibro 0 – Ago 40 mm	8023279229424	1
22940	Calibro 1 – Ago 40 mm	8023279229400	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

III

CND

H010101010103

EAN / GTIN

8023279229417

CODICE GEF

22941



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697