



# SUTURA ASS. PDSYNTH calibro 0, curva 1/2, ago 40 mm

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) **22942**

EAN / GTIN **8023279229424**

Confezione **1**

PDSYNTH - sutura monofilamento assorbibile in polidioxanone  
Equivalente a Ethicon: PDS o PDS II • Calibro: 0 • Metrico: 3,5 • Colore:  
Viola • Forma: 1/2

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**III**

CND  
**H0101010103**

EAN / GTIN  
**8023279229424**

CODICE GEF  
**22942**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697