



Sutura Assorbibile TRUSYNTH

Dispositivo medico

Classe III

6 varianti

Codice GEF (SKU) **22951**EAN / GTIN **8023279229516**Confezione **1**

TRUSYNTH - poliglactina intrecciata e rivestita 910 Equivalente a
Ethicon: VICRYL · Calibro: 0 · Metrico: 3,5 · Colore: Viola · Forma: 1/2

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CALIBRO · CURVA · AGO	EAN	CONFEZIONE
22951	0 · curva 1/2 · ago 40 mm	8023279229516	1
22950	1 · curva 1/2 · ago 40 mm	8023279229509	1
22952	2/0 · curva 1/2 · ago 19 mm	8023279229523	1
22953	2/0 · curva 1/2 · ago 30 mm	8023279229530	1
22954	3/0 · curva 1/2 · ago 19 mm	8023279229547	1
22955	4/0 · curva 1/2 · ago 19 mm	8023279229554	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

III

CND

H010101010202

EAN / GTIN

8023279229516

CODICE GEF

22951

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697