



Sutura Assorbibile Truglyde

Dispositivo medico

Classe III

4 varianti

Codice GEF (SKU) 22961

EAN / GTIN 8023279229615

Confezione 1

TRUGLYDE - acido poliglicolico intrecciato e rivestito • Calibro: 0 • Metrico: 3,5 • Colore: Viola • Forma: 1/2 • Tipo di ago: arrotondato

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CALIBRO	EAN	CONFEZIONE
22961	0 — curva 1/2, ago 40 mm	8023279229615	1
22960	1 — curva 1/2, ago 40 mm	8023279229608	1
22963	2/0 — curva 1/2, ago 30 mm	8023279229639	1
22962	2/0 — curva 3/8, ago 24 mm	8023279229622	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

III

CND

H010101020103

EAN / GTIN

8023279229615

CODICE GEF

22961



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697