



SUTURA ASS. TRUGLYDE calibro 3/0, curva 3/8, ago 19 mm incolore

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) **22966**

EAN / GTIN **8023279229660**

Confezione **1**

TRUGLYDE - acido poliglicolico intrecciato e rivestito • Calibro: 3/0 •
Metrico: 2,0 • Colore: Incolore • Forma: 3/8 • Tipo di ago: taglio inverso

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
III

CND
H010101020103

EAN / GTIN
8023279229660

CODICE GEF
22966



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697