

GEF Medica

SUTURA ASS. TRUGLYDE calibro 4/0, curva 3/8, ago 19 mm

Dispositivo medico

Classe III

2 varianti

Codice GEF (SKU) 22968

EAN / GTIN 8023279229684

Confezione 1

TRUGLYDE - acido poliglicolico intrecciato e rivestito • Calibro: 4/0 •
Metrico: 1,5 • Colore: Viola • Forma: 3/8 • Tipo di ago: taglio inverso

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
22968	45 cm - viola	8023279229684	1
22969	70 cm - viola	8023279229691	1

DATI REGOLATORI • DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

III

CND

H010101020103

EAN / GTIN

8023279229684

CODICE GEF

22968



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica • verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it • Tel. 0573
1944697