



SUTURA ASS. TRUGLYDE calibro 4/0, curva 1/2, ago 17 mm incolore

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) 22971

EAN / GTIN 8023279229714

Confezione 1

TRUGLYDE - acido poliglicolico intrecciato e rivestito • Calibro: 4/0 •
Metrico: 1,5 • Colore: Incolore • Forma: 1/2 • Tipo di ago: arrotondato

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIICND
H010101020103EAN / GTIN
8023279229714CODICE GEF
22971

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697