



SUTURA ASS. TRUGLYDE calibro 5/0, curva 3/8, ago 13 mm incolore

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) **22973**EAN / GTIN **8023279229738**Confezione **1**

TRUGLYDE - acido poliglicolico intrecciato e rivestito • Calibro: 5/0 •
Metrico: 1,0 • Colore: Incolore • Forma: 3/8 • Tipo di ago: taglio inverso

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIICND
H010101020103EAN / GTIN
8023279229738CODICE GEF
22973

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697