



SUTURA ASS. TRUGLYDE FAST calibro 1/0, curva 1/2, ago 40 mm incolore

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) **22980**EAN / GTIN **8023279229806**Confezione **1**

TRUGLYDE FAST - acido poliglicolico intrecciato e rivestito non tinto ad assorbimento rapido • Calibro: 1 • Metrico: 4.0 • Colore: Incolore • Forma: 1/2 • Tipo di ago: arrotondato

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

III

CND

H010101020103

EAN / GTIN

8023279229806

CODICE GEF

22980

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697