



SUTURA ASS. TRUGLYDE FAST calibro 3/0, curva 3/8, ago 24 mm incolore

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) 22983

EAN / GTIN 8023279229837

Confezione 1

TRUGLYDE FAST - acido poliglicolico intrecciato e rivestito non tinto ad assorbimento rapido • Calibro: 3/0 • Metrico: 2.0 • Colore: Incolore • Forma: 3/8 • Tipo di ago: taglio inverso

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

III

CND

H010101020103

EAN / GTIN

8023279229837

CODICE GEF

22983



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697