



# SUTURA ASS. TRUGLYDE FAST calibro 3/0, curva 3/8, ago 20 mm incolore

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) **22984**

EAN / GTIN **8023279229844**

Confezione **1**

TRUGLYDE FAST - acido poliglicolico intrecciato e rivestito non tinto ad assorbimento rapido • Calibro: 3/0 • Metrico: 2.0 • Colore: Incolore • Forma: 3/8 • Tipo di ago: taglio inverso

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**III**

CND

**H010101020103**

EAN / GTIN

**8023279229844**

CODICE GEF

**22984**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697