



SUTURA ASS. TRUGLYDE FAST calibro 4/0, curva 3/8, ago 20 mm incolore

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) **22988**EAN / GTIN **8023279229882**Confezione **1**

TRUGLYDE FAST - acido poliglicolico intrecciato e rivestito non tinto ad assorbimento rapido • Calibro: 4/0 • Metrico: 1.5 • Colore: Incolore • Forma: 3/8 • Tipo di ago: taglio inverso

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

III

CND

H010101020103

EAN / GTIN

8023279229882

CODICE GEF

22988

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697