



# SUTURA ASS. TRUGLYDE FAST calibro 5/0, curva 1/2, ago 17 mm incolore

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) **22989**

EAN / GTIN **8023279229899**

Confezione **1**

TRUGLYDE FAST - acido poliglicolico intrecciato e rivestito non tinto ad assorbimento rapido • Calibro: 5/0 • Metrico: 1.0 • Colore: Incolore • Forma: 1/2 • Tipo di ago: arrotondato

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**III**

CND

**H010101020103**

EAN / GTIN

**8023279229899**

CODICE GEF

**22989**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697