



# Clinicel Standard 5,1 X

Dispositivo medico

Classe III

2 varianti

Codice GEF (SKU) 23004

EAN / GTIN 8023279230048

Confezione 1

CELLULOSA RIGENERATA OSSIDATA CLINICEL Equivalente marchio Ethicon: SURGICEL · Clinicel standard · 5,1 x 35,5 cm · 2 x 14 pollici  
Caratteristiche

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Emostasi efficace: in 3-5 minuti
- Sterilizzazione: radiazione gamma
- Periodo di validità: 3 anni

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
23004	35,5 cm	8023279230048	1
23003	7,6 cm	8023279230031	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
IIICND  
M040501EAN / GTIN  
8023279230048CODICE GEF  
23004

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697