



Clinicel Standard 10 X 20 Cm

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) 23005

EAN / GTIN 8023279230055

Confezione 1

CELLULOSA RIGENERATA OSSIDATA CLINICEL Equivalente marchio

Ethicon: SURGICEL · Clinicel standard · 10 x 20 cm · 4 x 8 pollici

Caratteristiche

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Emostasi efficace: in 3-5 minuti
- Sterilizzazione: radiazione gamma
- Periodo di validità: 3 anni

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIICND
M040501EAN / GTIN
8023279230055CODICE GEF
23005

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697